

**CONFORM® Betauflagematratzen (Höhe 7,5 cm)**

Die CONFORM® Betauflagen dienen zur Dekubitus Prophylaxe und Therapie bei Patienten mit eingeschränkter Mobilität. Das Matratzensystem ist als zusätzliche Auflage auf herkömmliche Matratzen zu verwenden. Die Betauflage wird aus einzelnen Matratzenteilen zusammengesetzt, und mit Verbindungsstreifen aneinander befestigt, sodass eine durchgängige Liegefläche entsteht.

Die Luftfüllung für das einzelne Segment erfolgt individuell, um eine möglichst gute Anpassung an das Gewicht und die Körperkontur des Patienten zu erreichen. Die Betauflagen können mit einem normalen Leinentuch abgedeckt werden. Beim Einsatz von Salben empfehlen wir das Verwenden eines Inkontinenzbezugs.



Abb. : BMC 3

Bezeichnung	Gesamtmaß	Details
BMC 2	85x192 cm	2 aufblasbare Matratzenteile (Abmessung à 85 x 48 cm) 2 PE-Kaltsschaumteile (abwaschb.) Verbindungsstreifen, Pumpe und Reparaturset
BMC 3	85x192 cm	3 aufblasbare Matratzenteile (Abmessung à 85 x 48 cm) 1 PE-Kaltsschaumteil (abwaschb.) Verbindungsstreifen, Pumpe und Reparaturset
BMC 4	85x192 cm	4 aufblasbare Matratzenteile (Abmessung à 85 x 48 cm) Verbindungsstreifen, Pumpe und Reparaturset

**Zubehör**

Artikel Nr.	Bezeichnung
10623	PE Kaltschaumteil (abwaschbarer Bezug)
2409	Matratzensegment (85x48 cm)
12024	Inkontinenzbezug für Matratze (100 x 200 cm)
10579	Verbindungsstreifen

**CE** CE-Erklärung: Der Hersteller erklärt hiermit, dass CONFORM® – Med. Luftkissen Systeme mit den Bestimmungen der Richtlinien für Medizinprodukte 93/42/EWG übereinstimmen

**Hergestellt von:**

Wolff Kunststoffe GmbH  
 Industriestraße 28  
 69509 Mörlenbach - Germany  
[www.wolff-kunststoffe.de](http://www.wolff-kunststoffe.de)  
[www.conform-sitzkissen.de](http://www.conform-sitzkissen.de)

Zertifiziert nach:  
 DIN EN ISO 13485:2016  
 DIN EN ISO 9001:2015