

# Produktliste 2021

## CONFORM® Betaauflagen (Höhe 7,5 cm)



Die CONFORM® Betaauflagen dienen zur Dekubitus Prophylaxe und Therapie bei Menschen mit eingeschränkter Mobilität. Das Matratzensystem ist als zusätzliche Auflage auf herkömmliche Matratzen zu verwenden. Die Betaauflage wird aus einzelnen Matratzenteilen zusammengesetzt und mit Verbindungsstreifen aneinander befestigt, sodass eine durchgängige Liegefläche entsteht. Die Betaauflage ist mit einem Spannbettuch (cremeabweisend) abzudecken. Die Luftfüllung für das einzelne Segment erfolgt individuell, um eine möglichst gute Druckentlastung für den jeweiligen Bereich des Körpers zu erreichen.



Abb. : BMC 3

Bezeichnung	Gesamtmaß	Details
BMC 2	85x192 cm	2 aufblasbare Matratzenteile (Abmessung à 85 x 48 cm) 2 PE-Kaltsschaumteile (abwaschb.) Verbindungsstreifen, Pumpe und Reparaturset
BMC 3	85x192 cm	3 aufblasbare Matratzenteile (Abmessung à 85 x 48 cm) 1 PE-Kaltsschaumteil (abwaschb.) Verbindungsstreifen, Pumpe und Reparaturset
BMC 4	85x192 cm	4 aufblasbare Matratzenteile (Abmessung à 85 x 48 cm) Verbindungsstreifen, Pumpe und Reparaturset

### CONFORM® Med. Luftkissensysteme sind Medizinprodukte der Klasse I (DE/CA/23/051/603NA01.01)

#### Zubehör

Artikel Nr.	Bezeichnung
14756	CONFORM® XXL Karton für Matratzensegment (87 x 50 cm)
10572	CONFORM® Pumpe
10623	PE Kaltschaumteil (abwaschbarer Bezug 85x48 cm)
2409	CONFORM® Einzelsegment (Höhe 7,5 cm - Abmessung 85x48 cm)
12024	Inkontinenzbezug für Matratze (100 x 200 cm)
10579	Verbindungsstreifen

**CE** CE Erklärung: Der Hersteller erklärt hiermit, dass CONFORM® Med. Luftkissen Systeme mit den Bestimmungen der Richtlinien 2017/745/EU für Medizinprodukte der Klasse 1 nach Anhang VIII, Kapitel III, Absatz 4.1 - Regel 1, übereinstimmen.



Wolff Kunststoffe GmbH  
Industriestraße 28  
D-69509 Mörlenbach  
UstId Nr.: DE 144458680  
GLN (Global Lokations Number): 42 518157 0000 5

Zertifiziert nach :  
ISO 9001:2015 und ISO 13485:2016