

Produktliste 2022

CONFORM® Betaauflagen (Höhe 7,5 cm)



Die CONFORM® Betaauflagen dienen zur Dekubitus Prophylaxe und Therapie bei Menschen mit eingeschränkter Mobilität. Das Matratzensystem ist als zusätzliche Auflage auf herkömmliche Matratzen zu verwenden. Die Betaauflage wird aus einzelnen Matratzenteilen zusammengesetzt und mit Verbindungsstreifen aneinander befestigt, sodass eine durchgängige Liegefläche entsteht. Die Betaauflage ist mit einem Spannbettuch (cremeabweisend) abzudecken. Die Luftfüllung für das einzelne Segment erfolgt individuell, um eine möglichst gute Druckentlastung für den jeweiligen Bereich des Körpers zu erreichen.



Abb. : BMC 3

Bezeichnung	Gesamtmaß	Details
BMC 2	85x192 cm	2 aufblasbare Matratzenteile (Abmessung à 85 x 48 cm) 2 PE-Kaltschaumteile (abwaschb.) Verbindungsstreifen, Pumpe und Reparaturset
BMC 3	85x192 cm	3 aufblasbare Matratzenteile (Abmessung à 85 x 48 cm) 1 PE-Kaltschaumteil (abwaschb.) Verbindungsstreifen, Pumpe und Reparaturset
BMC 4	85x192 cm	4 aufblasbare Matratzenteile (Abmessung à 85 x 48 cm) Verbindungsstreifen, Pumpe und Reparaturset

CONFORM® Med. Luftkissensysteme sind Medizinprodukte der Klasse I (DE/CA/23/051/603NA01.01)

Zubehör	
Artikel Nr.	Bezeichnung
14756	CONFORM® XXL Karton für Matratzensegment (87 x 50 cm)
10572	CONFORM® Pumpe
10623	PE Kaltschaumteil (abwaschbarer Bezug 85x48 cm)
2409	CONFORM® Einzelsegment (Höhe 7,5 cm - Abmessung 85x48 cm)
12024	Inkontinenzbezug für Matratze (100 x 200 cm)
10579	Verbindungsstreifen

CE CE Erklärung: Der Hersteller erklärt hiermit, dass CONFORM® Med. Luftkissen Systeme mit den Bestimmungen der Richtlinien 2017/745/EU für Medizinprodukte der Klasse 1 nach Anhang VIII, Kapitel III, Absatz 4.1 - Regel 1, übereinstimmen.



Wolff Kunststoffe GmbH
Industriestraße 28
D-69509 Mörlenbach
UstId Nr.: DE 144458680
SRN: DE-MF-0000178949

Zertifiziert nach :
ISO 9001:2015 und ISO 13485:2016



Stand: Jan 2022