

Die CONFORM® Med. Luftkissen Matratzenauflage dient zur Dekubitusprophylaxe und Therapie bei Menschen mit eingeschränkter Mobilität. Das Liegesystem ist als zusätzliche Auflage auf herkömmlichen Matratzen zu verwenden. Die Betauflage wird aus einzelnen Segmenten zusammengefügt und durch Verbindungsstreifen aneinander befestigt.

Die Luftfüllung für jedes einzelne Segment erfolgt individuell, um eine möglichst gute Anpassung an das Gewicht und die Körperkontur zu erreichen.

Die Betauflagen sind mit einem Spannbettuch (Inko) abzudecken



Ansicht: BMC 3

Code	Maße	Details
BMC 2	85x192 cm	2 aufblasbare Matratzenteile 2 PE-Kaltschaumteile (abwaschbarer Bezug) Verbindungsstreifen, Pumpe und Reparaturset
BMC 3	85x192 cm	3 aufblasbare Matratzenteile 1 PE-Kaltschaumteil (abwaschbarer Bezug) Verbindungsstreifen, Pumpe und Reparaturset
BMC 4	85x192 cm	4 aufblasbare Matratzenteile (Verbindungsstreifen, Pumpe und Reparaturset)

Zubehör

Artikel Nr.	Bezeichnung
10623	PE Kaltschaumteil (abwaschbarer Bezug)
2409	Matratzensegment (85x48 cm)
12024	Inkontinenzbezug für Matratze (100 x 200 cm)
10579	Verbindungsstreifen



Wolff Kunststoffe GmbH
 Industriestraße 25
 D-69509 Mörlenbach

Fon
 Email
 Homepage
 SRN

0049 6209-72000
info@wolff-kunststoffe.de
www.wolff-kunststoffe.de
 DE-MF-000178949

Das Unternehmen ist zertifiziert nach:



CE Erklärung: Der Hersteller erklärt hiermit, dass CONFORM® Med. Luftkissen Systeme mit den Bestimmungen der Richtlinien 2017/745/EU für Medizinprodukte der Klasse 1 nach Anhang VIII, Kapitel III, Absatz 4.1 - Regel 1, übereinstimmen.