

# CONFORM<sup>®</sup>

Med. Luftkissen-Systeme



## Produktliste

**CONFORM<sup>®</sup> Med. Luftkissen**
**SKN (Höhe 5 cm) / 1-Kammer Kissen**


HMV-Nr.: 11.39.03.1006

| Artikel Nr. | UDI DI         | Bezeichnung | Zellen B x T | cm B x T |
|-------------|----------------|-------------|--------------|----------|
| 9405        | 04251815701965 | SKN 3040    | 6 x 8        | 28 x 38  |
| 10583       | 04251815701972 | SKN 3530    | 7 x 6        | 33 x 28  |
| 10584       | 04251815701989 | SKN 3535    | 7 x 7        | 33 x 33  |
| 9406        | 04251815701996 | SKN 3540    | 7 x 8        | 33 x 38  |
| 9407        | 04251815702023 | SKN 4030    | 8 x 6        | 38 x 28  |
| 9408        | 04251815702030 | SKN 4035    | 8 x 7        | 38 x 33  |
| 2145        | 04251815702047 | SKN 4040    | 8 x 8        | 38 x 38  |
| 2147        | 04251815702054 | SKN 4045    | 8 x 9        | 38 x 43  |
| 10585       | 04251815702061 | SKN 4050    | 8 x 10       | 38 x 47  |
| 9409        | 04251815702085 | SKN 4540    | 9 x 8        | 43 x 38  |
| 10460       | 04251815702092 | SKN 4545    | 9 x 9        | 43 x 43  |
| 10587       | 04251815702108 | SKN 4550    | 9 x 10       | 43 x 47  |
| 10588       | 04251815702122 | SKN 5040    | 10 x 8       | 47 x 38  |
| 10589       | 04251815702139 | SKN 5045    | 10 x 9       | 47 x 43  |
| 10283       | 04251815702146 | SKN 5050    | 10 x 10      | 47 x 47  |

Erklärung:

1-Kammer Kissen

Kissen wird über ein Ventil mit Luft befüllt. Luft strömt über die gesamte Sitzfläche.


**SKD (Höhe 7.5 cm) / 1-Kammer Kissen**

HMV-Nr.: 11.39.03.1007

| Artikel Nr. | UDI DI         | Bezeichnung  | Zellen B x T | cm B x T |
|-------------|----------------|--------------|--------------|----------|
| 9410        | 04251815702177 | SKD 3040     | 6 x 8        | 28 x 38  |
| 13053       | 04251815702184 | SKD 3530     | 7 x 6        | 33 x 28  |
| 10590       | 04251815702191 | SKD 3535     | 7 x 7        | 33 x 33  |
| 9411        | 04251815702207 | SKD 3540     | 7 x 8        | 33 x 38  |
| 9412        | 04251815702214 | SKD 4030     | 8 x 6        | 38 x 28  |
| 9413        | 04251815702221 | SKD 4035     | 8 x 7        | 38 x 33  |
| 2291        | 04251815702238 | SKD 4040     | 8 x 8        | 38 x 38  |
| 2161        | 04251815702245 | SKD 4045     | 8 x 9        | 38 x 43  |
| 9414        | 04251815702252 | SKD 4050     | 8 x 10       | 38 x 47  |
| 9415        | 04251815702269 | SKD 4540     | 9 x 8        | 43 x 38  |
| 4680        | 04251815702276 | SKD 4545     | 9 x 9        | 43 x 43  |
| 9416        | 04251815702283 | SKD 4550     | 9 x 10       | 43 x 47  |
| 9417        | 04251815702290 | SKD 5040     | 10 x 8       | 47 x 38  |
| 9321        | 04251815702306 | SKD 5045     | 10 x 9       | 47 x 43  |
| 6913        | 04251815702313 | SKD 5050     | 10 x 10      | 47 x 47  |
| 10726       | 04251815702344 | SKD XXL 5550 | 11 x 10      | 52 x 47  |
| 17088       | 04251815702351 | SKD XXL 6045 | 12 x 9       | 57 x 43  |
| 10727       | 04251815702368 | SKD XXL 6050 | 12 x 10      | 57 x 47  |
| 19360       | 04251815703747 | SKD XXL 6550 | 13 x 10      | 62 x 47  |

**CONFORM® Med. Luftkissen**  
**SKH (Höhe 10 cm) / 1-Kammer Kissen**

HMV-Nr.: 11.39.03.1008

| Artikel Nr. | UDI DI         | Bezeichnung  | Zellen B x T | cm B x T |
|-------------|----------------|--------------|--------------|----------|
| 9418        | 04251815702405 | SKH 3040     | 6 x 8        | 28 x 38  |
| 10591       | 04251815702412 | SKH 3530     | 7 x 6        | 33 x 28  |
| 13050       | 04251815702429 | SKH 3535     | 7 x 7        | 33 x 33  |
| 2138        | 04251815702436 | SKH 3540     | 7 x 8        | 33 x 38  |
| 9419        | 04251815702474 | SKH 4030     | 8 x 6        | 38 x 28  |
| 9420        | 04251815702481 | SKH 4035     | 8 x 7        | 38 x 33  |
| 2140        | 04251815702504 | SKH 4040     | 8 x 8        | 38 x 38  |
| 2142        | 04251815702511 | SKH 4045     | 8 x 9        | 38 x 43  |
| 9421        | 04251815702528 | SKH 4050     | 8 x 10       | 38 x 47  |
| 9423        | 04251815702542 | SKH 4540     | 9 x 8        | 43 x 38  |
| 6964        | 04251815702559 | SKH 4545     | 9 x 9        | 43 x 43  |
| 9424        | 04251815702566 | SKH 4550     | 9 x 10       | 43 x 47  |
| 9422        | 04251815702573 | SKH 5040     | 10 x 8       | 47 x 38  |
| 9322        | 04251815702580 | SKH 5045     | 10 x 9       | 47 x 43  |
| 6963        | 04251815702597 | SKH 5050     | 10 x 10      | 47 x 47  |
| 10284       | 04251815702603 | SKH 5055     | 10 x 11      | 47 x 52  |
| 17750       | 04251815702610 | SKH 5545     | 11 x 9       | 52 x 43  |
| 19071       | 04251815703822 | SKH XXL 5560 | 11 x 12      | 52 x 57  |
| 18803       | 04251815703761 | SKH XXL 5555 | 11 x 11      | 52 x 52  |
| 19067       | 04251815703785 | SKH XXL 6050 | 12 x 10      | 57 x 47  |
| 19070       | 04251815703815 | SKH XXL 6055 | 12 x 11      | 57 x 53  |
| 19069       | 04251815703808 | SKH XXL 6060 | 12 x 12      | 57 x 57  |
| 19068       | 04251815703792 | SKH XXL 6065 | 12 x 13      | 57 x 62  |
| 16665       | 04251815702641 | SKH XXL 6560 | 13 x 12      | 62 x 57  |
| 19066       | 04251815703778 | SKH XXL 6555 | 13 x 11      | 62 x 52  |
| 17300       | 04251815702634 | SKH XXL 6550 | 13 x 10      | 62 x 47  |

**Lieferumfang:**

Sitzkissen im Bezug (flammhemmend) mit Handpumpe, Reparaturset\*  
 und Gebrauchsanweisung im praktischen Tragekarton

*\*Lieferung vom Reparaturset nur innerhalb von Deutschland möglich*

**Sie benötigen eine Größe, die nicht auf der Liste steht?**

**Bitte kontaktieren Sie uns!**

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Thomas Meyer, Innendienst :       | 06209/720014                  |
| Email:                            | t.meyer@wolff-kunststoffe.de  |
| Andrea Rödel, Vertrieb/Marketing: | 06209/720034                  |
| Email:                            | a.roedel@wolff-kunststoffe.de |


**CONFORM® Med. Luftkissen**  
**SKN (Höhe 5 cm) / 2-Kammer Kissen**

HMV-Nr.: 11.39.03.4005

| Artikel Nr. | UDI DI         | Bezeichnung | Zellen B x T | cm B x T |
|-------------|----------------|-------------|--------------|----------|
| 9425        | 04251815702672 | SKN 4030/2  | 8 x 6        | 38 x 28  |
| 9426        | 04251815702689 | SKN 4035/2  | 8 x 7        | 38 x 33  |
| 9427        | 04251815702696 | SKN 4040/2  | 8 x 8        | 38 x 38  |
| 9428        | 04251815702702 | SKN 4045/2  | 8 x 9        | 38 x 43  |
| 9429        | 04251815702719 | SKN 4540/2  | 9 x 8        | 43 x 38  |
| 12537       | 04251815702726 | SKN 4545/2  | 9 x 9        | 43 x 43  |
| 13119       | 04251815702733 | SKN 4550/2  | 9 x 10       | 43 x 47  |
| 10593       | 04251815702740 | SKN 5040/2  | 10 x 8       | 47 x 38  |
| 10594       | 04251815702757 | SKN 5045/2  | 10 x 9       | 47 x 43  |
| 10595       | 04251815702764 | SKN 5050/2  | 10 x 10      | 47 x 47  |

Erklärung:  
2-Kammer Kissen

Kissen wird über zwei Ventile mit Luft befüllt. Luft strömt in zwei voneinander getrennte Sitzbereiche.



**CONFORM® Med. Luftkissen**  
**SKD (Höhe 7.5 cm) / 2-Kammer Kissen**

HMV-Nr.: 11.39.03.4006

| Artikel Nr. | UDI DI         | Bezeichnung    | Zellen B x T | cm B x T |
|-------------|----------------|----------------|--------------|----------|
| 14689       | 04251815702771 | SKD 3535/2     | 7 x 7        | 33 x 33  |
| 9430        | 04251815702788 | SKD 4030/2     | 8 x 6        | 38 x 28  |
| 9431        | 04251815702795 | SKD 4035/2     | 8 x 7        | 38 x 33  |
| 9432        | 04251815702801 | SKD 4040/2     | 8 x 8        | 38 x 38  |
| 9433        | 04251815702818 | SKD 4045/2     | 8 x 9        | 38 x 43  |
| 9434        | 04251815702825 | SKD 4540/2     | 9 x 8        | 43 x 38  |
| 9435        | 04251815702832 | SKD 4545/2     | 9 x 9        | 43 x 43  |
| 9437        | 04251815702849 | SKD 4550/2     | 9 x 10       | 43 x 47  |
| 10596       | 04251815702856 | SKD 5040/2     | 10 x 8       | 47 x 38  |
| 9436        | 04251815702863 | SKD 5045/2     | 10 x 9       | 47 x 43  |
| 9438        | 04251815702870 | SKD 5050/2     | 10 x 10      | 47 x 47  |
| 10597       | 04251815702887 | SKD XXL 5055/2 | 10 x 11      | 47 x 53  |
| 17089       | 04251815702894 | SKD XXL 6045/2 | 12 x 9       | 57 x 43  |
| 10598       | 04251815702900 | SKD XXL 6050/2 | 12 x 10      | 57 x 47  |

## CONFORM® Med. Luftkissen SKH (Höhe 10 cm) / 2-Kammer Kissen

HMV-Nr.: 11.39.03.4007

| Artikel Nr. | UDI DI         | Bezeichnung    | Zellen B x T | cm B x T |
|-------------|----------------|----------------|--------------|----------|
| 9439        | 04251815702924 | SKH 3540/2     | 7 x 8        | 33 x 38  |
| 9440        | 04251815702931 | SKH 4030/2     | 8 x 6        | 38 x 28  |
| 9441        | 04251815702948 | SKH 4035/2     | 8 x 7        | 38 x 33  |
| 9442        | 04251815702955 | SKH 4040/2     | 8 x 8        | 38 x 38  |
| 9443        | 04251815702962 | SKH 4045/2     | 8 x 9        | 38 x 43  |
| 9444        | 04251815702979 | SKH 4540/2     | 9 x 8        | 43 x 38  |
| 9445        | 04251815702986 | SKH 4545/2     | 9 x 9        | 43 x 43  |
| 9446        | 04251815702993 | SKH 4550/2     | 9 x 10       | 43 x 47  |
| 9447        | 04251815703006 | SKH 5040/2     | 10 x 8       | 47 x 38  |
| 9448        | 04251815703013 | SKH 5045/2     | 10 x 9       | 47 x 43  |
| 9449        | 04251815703020 | SKH 5050/2     | 10 x 10      | 47 x 47  |
| 10599       | 04251815703037 | SKH 5055/2     | 10 x 11      | 47 x 52  |
| 19076       | 04251815703877 | SKH XXL 6055/2 | 12 x 11      | 57 x 53  |
| 19075       | 04251815703860 | SKH XXL 6060/2 | 12 x 12      | 57 x 57  |
| 19074       | 04251815703853 | SKH XXL 6065/2 | 12 x 13      | 57 x 62  |
| 19073       | 04251815703846 | SKH XXL 6550/2 | 13 x 10      | 62 x 47  |
| 19072       | 04251815703839 | SKH XXL 6555/2 | 13 x 11      | 62 x 52  |
| 17090       | 04251815703044 | SKH XXL 6560/2 | 13 x 12      | 62 x 57  |

### Lieferumfang:

Sitzkissen im Bezug (flammhemmend) mit Handpumpe, Reparaturset\*  
und Gebrauchsanweisung im praktischen Tragekarton

\*Lieferung vom Reparaturset nur innerhalb von Deutschland möglich

### Sie benötigen eine Größe, die nicht auf der Liste steht?

#### Bitte kontaktieren Sie uns!

Thomas Meyer, Innendienst :

06209/720014

Email:

t.meyer@wolff-kunststoffe.de

Andrea Rödel, Vertrieb/Marketing:

06209/720034

Email:

a.roedel@wolff-kunststoffe.de


**CONFORM® Med. Luftkissen**  
**SKN (Höhe 5 cm) / 4-Kammern und 4 Ventile**

HMV-Nr.: 11.39.03.4008

| Artikel Nr. | UDI DI         | Bezeichnung | Zellen B x T | cm B x T |
|-------------|----------------|-------------|--------------|----------|
| 9450        | 04251815703051 | SKN 4040/4  | 8 x 8        | 38 x 38  |
| 9451        | 04251815703068 | SKN 4045/4  | 8 x 9        | 38 x 43  |
| 13609       | 04251815703082 | SKN 4545/4  | 9 x 9        | 43 x 43  |
| 17087       | 04251815703099 | SKN 4550/4  | 9 x 10       | 43 x 47  |
| 17086       | 04251815703105 | SKN 5045/4  | 10 x 9       | 47 x 43  |
| 10601       | 04251815703112 | SKN 5050/4  | 10 x 10      | 47 x 47  |

Erklärung:  
 4-Kammer Kissen

Kissen wird über vier Ventile mit Luft befüllt. Luft strömt in vier voneinander getrennte Sitzbereiche.



**CONFORM® Med. Luftkissen**  
**SKD (Höhe 7.5 cm) / 4-Kammern und 4 Ventile**

HMV-Nr.: 11.39.03.4009

| Artikel Nr. | UDI DI         | Bezeichnung | Zellen B x T | cm B x T |
|-------------|----------------|-------------|--------------|----------|
| 9453        | 04251815703129 | SKD 4040/4  | 8 x 8        | 38 x 38  |
| 9454        | 04251815703136 | SKD 4045/4  | 8 x 9        | 38 x 43  |
| 9456        | 04251815703150 | SKD 4545/4  | 9 x 9        | 43 x 43  |
| 9458        | 04251815703167 | SKD 4550/4  | 9 x 10       | 43 x 47  |
| 9459        | 04251815703174 | SKD 5045/4  | 10 x 9       | 47 x 43  |
| 9461        | 04251815703181 | SKD 5050/4  | 10 x 10      | 47 x 47  |

**CONFORM® Med. Luftkissen**  
**SKH (Höhe 10 cm) / 4-Kammern und 4 Ventile**

HMV-Nr.: 11.39.03.4010

| Artikel Nr. | UDI DI         | Bezeichnung    | Zellen B x T | cm B x T |
|-------------|----------------|----------------|--------------|----------|
| 9462        | 04251815703198 | SKH 3540/4     | 7 x 8        | 33 x 38  |
| 9463        | 04251815703204 | SKH 4035/4     | 8 x 7        | 38 x 33  |
| 9464        | 04251815703211 | SKH 4040/4     | 8 x 8        | 38 x 38  |
| 9465        | 04251815703228 | SKH 4045/4     | 8 x 9        | 38 x 43  |
| 9467        | 04251815703242 | SKH 4545/4     | 9 x 9        | 43 x 43  |
| 9469        | 04251815703259 | SKH 4550/4     | 9 x 10       | 43 x 47  |
| 9468        | 04251815703266 | SKH 5045/4     | 10 x 9       | 47 x 43  |
| 9470        | 04251815703273 | SKH 5050/4     | 10 x 10      | 47 x 47  |
| 10603       | 04251815703280 | SKH 5055/4     | 10 x 11      | 47 x 52  |
| 17091       | 04251815703297 | SKH XXL 6560/4 | 13 x 12      | 62 x 57  |

**Lieferumfang:**

Sitzkissen im Bezug (flammhemmend) mit Handpumpe, Reparaturset\*  
 und Gebrauchsanweisung im praktischen Tragekarton

\*Lieferung vom Reparaturset nur innerhalb von Deutschland möglich

**CONFORM® Med. Luftkissen**

**SKN (Höhe 5 cm) / C4 4-Kammern m. Zentralventil**


HMV-Nr.: 11.39.03.4011

| Artikel Nr. | UDI DI         | Bezeichnung | Zellen B x T | cm B x T |
|-------------|----------------|-------------|--------------|----------|
| 17753       | 04251815703433 | SKN C4 4040 | 8 x 8        | 38 x 38  |
| 16923       | 04251815703440 | SKN C4 4045 | 8 x 9        | 38 x 43  |
| 19064       | 04251815703464 | SKN C4 4540 | 9 x 8        | 43 x 38  |
| 16924       | 04251815703471 | SKN C4 4545 | 9 x 9        | 43 x 43  |
| 17755       | 04251815703488 | SKN C4 4550 | 9 x 10       | 43 x 47  |
| 19065       | 04251815703495 | SKN C4 5045 | 10 x 9       | 47 x 43  |
| 17756       | 04251815703501 | SKN C4 5050 | 10 x 10      | 47 x 47  |

Erklärung:

C4 4-Kammer Kissen

Kissen wird über ein Zentralventil mit Luft befüllt. Luft strömt, je nach Einstellung des Zentralventils über die gesamte Sitzfläche oder in vier voneinander getrennte Sitzbereiche.



**CONFORM® Med. Luftkissen**

**SKD (Höhe 7.5 cm) / C4 4-Kammern m. Zentralventil**

HMV-Nr.: 11.39.03.4012

| Artikel Nr. | UDI DI         | Bezeichnung | Zellen B x T | cm B x T |
|-------------|----------------|-------------|--------------|----------|
| 17751       | 04251815703525 | SKD C4 4040 | 8 x 8        | 38 x 38  |
| 16925       | 04251815703532 | SKD C4 4045 | 8 x 9        | 38 x 43  |
| 16926       | 04251815703549 | SKD C4 4540 | 9 x 8        | 43 x 38  |
| 16927       | 04251815703556 | SKD C4 4545 | 9 x 9        | 43 x 43  |
| 16928       | 04251815703563 | SKD C4 4550 | 9 x 10       | 43 x 47  |
| 16930       | 04251815703570 | SKD C4 5045 | 10 x 9       | 47 x 43  |
| 16929       | 04251815703587 | SKD C4 5050 | 10 x 10      | 47 x 47  |

**CONFORM® Med. Luftkissen**

**SKH (Höhe 10 cm) / C4 4-Kammern m. Zentralventil**

HMV-Nr.: 11.39.03.4013

| Artikel Nr. | UDI DI         | Bezeichnung | Zellen B x T | cm B x T |
|-------------|----------------|-------------|--------------|----------|
| 19365       | 04251815703891 | SKH C4 3535 | 7 x 7        | 33 x 33  |
| 16931       | 04251815703600 | SKH C4 4040 | 8 x 8        | 38 x 38  |
| 16932       | 04251815703617 | SKH C4 4045 | 8 x 9        | 38 x 43  |
| 16934       | 04251815703624 | SKH C4 4540 | 9 x 8        | 43 x 38  |
| 16933       | 04251815703631 | SKH C4 4545 | 9 x 9        | 43 x 43  |
| 16935       | 04251815703648 | SKH C4 4550 | 9 x 10       | 43 x 47  |
| 16936       | 04251815703655 | SKH C4 5045 | 10 x 9       | 47 x 43  |
| 16937       | 04251815703662 | SKH C4 5050 | 10 x 10      | 47 x 47  |
| 16938       | 04251815703679 | SKH C4 5055 | 10 x 11      | 47 x 52  |

**Lieferumfang:**

Sitzkissen im Bezug (flammhemmend) mit Handpumpe, Reparaturset\*

und Gebrauchsanweisung im praktischen Tragekarton

| Artikel Nr. | UDI DI         | Artikel   |
|-------------|----------------|---|
| 10573       | 04251815703341 | CONFORM <sup>®</sup> Standardbezug (Modacryl/Baumwolle/PU)              |
| 11456       | 04251815703358 | CONFORM <sup>®</sup> Inkontinenzbezug (Material: PU)                    |
| 10574       | 04251815703365 | CONFORM <sup>®</sup> C4 Standardbezug (Modacryl/Baumwolle/PU)           |
| 19543       | 04251815703716 | CONFORM <sup>®</sup> C4 Inkontinenzbezug (Material: PU)                 |
| 10575       | 04251815703372 | CONFORM <sup>®</sup> D XXL (7,5 cm) (Modacryl/Baumwolle/PU)             |
| 19544       | 04251815703723 | CONFORM <sup>®</sup> D XXL (7,5 cm) Inkontinenzbezug (Material: PU)     |
| 17123       | 04251815703389 | CONFORM <sup>®</sup> H XXL (10 cm) (Modacryl/Baumwolle/PU)              |
| 19545       | 04251815703730 | CONFORM <sup>®</sup> H XXL (Höhe 10 cm) Inkontinenzbezug (Material: PU) |
| 19568       | 04251815703907 | Abdeckplatte - AP1 - (um 1 Zelle abzudecken)                            |
| 13095       | 04251815703327 | Abdeckplatte - AP2 - (um 2 Zellen abzudecken)                           |
| 10580       | 04251815703334 | Abdeckplatte - AP4 - (um 4 Zellen abzudecken)                           |
| 10572       | 04251815703303 | CONFORM <sup>®</sup> Pumpe  |
| 10577       | 04251815703310 | Reparaturset  |
| 10652       | 04251815703396 | CONFORM <sup>®</sup> Tragekarton N (5 cm)                               |
| 10657       | 04251815703402 | CONFORM <sup>®</sup> Tragekarton D (7,5 cm)                             |
| 10660       | 04251815703419 | CONFORM <sup>®</sup> Tragekarton H (10 cm)                              |
| 14756       | 04251815703426 | CONFORM <sup>®</sup> Tragekarton D XXL                                  |

### Servicegarantie:

Wir gewähren 3 Jahre Garantie auf das Luftkissen.



CE Erklärung: Der Hersteller erklärt hiermit, dass CONFORM<sup>®</sup> Med. Luftkissen Systeme mit den Bestimmungen der Richtlinien 2017/745/EU für Medizinprodukte der Klasse 1 nach Anhang VIII, Kapitel III, Absatz 4.1 - Regel 1, übereinstimmen.



CONFORM<sup>®</sup> Medizinische Luftkissen-Systeme sind Medizinprodukte der Klasse I  
Reg. Nr. DE/CA23/051/603NA01.01



Wolff Kunststoffe GmbH  
Industriestraße 25  
D-69509 Mörlenbach

Das Unternehmen  
ist zertifiziert nach:



**Fon**  
**Email**  
**Homepage**  
**SRN**

06209-72000  
info@wolff-kunststoffe.de  
www.wolff-kunststoffe.de  
DE-MF-000178949



**HIGH QUALITY**  
**MADE IN GERMANY**