

Jede Kissenvariante unserer CONFORM® Med. Luftkissen (Höhe/Abmessung/1- oder Mehrkammer) hat eine eigene UDI DI. In unserer Fertigung erhält jedes Kissen nach bestandener Qualitätskontrolle eine einmalige Seriennummer. Daraus ergibt sich die UDI PI mit dem Herstellungsdatum. Das gewährleistet, dass jedes CONFORM® Med. Luftkissen rückverfolgbar ist. In unserem Warenwirtschaftssystem werden die genannten Daten erfasst und geben weitere Informationen über:

- ✓ Chargennummer
- ✓ Versanddatum
- ✓ Empfänger (Fachhandel/Sanitätshaus)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt und der Verpackung wird nachfolgend bildlich aufgezeigt und beschrieben:

**Bodenplatte  
CONFORM® Med. Luftkissensysteme**



<p><b>Etikett:</b> Artikelbezeichnung, Seriennummer, Herstellungsdatum (JJJJ/MM/TT)</p> <p>Art. Nr./Art.No. SKH4545</p> <p>SN #138800      2025/03/03</p>	<p><b>Stempel:</b> Seriennummer, Herstellungsdatum (JJJJ/MM/TT)</p> <p>138800-2025-03-03</p>
<p>(01)04251815702559(11)250303(21)138800</p> <p><b>Etikett: Barcode (GS1-128): UDI PI + Numerisch</b></p>	

**Einzelkarton (Verpackungskarton)**



<p><b>Etikett: Barcode (GS1-128): UDI PI + Numerisch</b></p> <p>(01)04251815702559(11)250303(21)138800</p>
<p><b>Etikett: Artikelbezeichnung, Seriennummer, Herstellungsdatum (JJJJ/MM/TT), UDI DI, HMV Nr. weitere Information über das Kissen und Inhalt</b></p> <p>CONFORM® Med. Luftkissen SKH4545 S#138800-2025/03/03 UDI DI 04251815702559 HMV-Nr. 11.39.03.1008 1-Kammer Kissen Zellen: 9x9, Höhe: 10 cm Abmessung: SB 43 x ST 43 cm incl. Stretchbezug, Handpumpe, Gebrauchsanweisung sowie Reparaturset</p>